



Авторефкератометр ARKM-150

СЛУЖИТЬ ВАШОМУ ЗОРУ



Авторефкератометр ARKM-150

Реалізація простих та високорентабельних функцій рефкерато з кольоровим сенсорним екраном та високошвидкісним принтером

Рефрактометрія

Простота в самостійному виконанні точного налаштування та вимірювання. Туманоутворення застосовується автоматично для кожного виміру для отримання більш точних результатів.

Кератометрія


Короткі послідовні вимірювання та час забезпечують надійні дані. Вимірювання при $\varnothing 3,0$ мм (R = 8,0 мм) дають достатньо інформації для підбору контактних лінз.

Вимірювання діаметра рогівки та зіниці

Простий вимір шляхом переміщення двох курсорів на дисплеї до меж рогівки або зіниці.

Вибір мови

ARKM-150 має багатомовну функцію. Ви можете вибрати потрібну вам мову з "англійська", "японська", "німецька", "китайська", "іспанська", "іспанська Латинської Америки", "італійська", "португальська", "французька" та "російська".



Технічні характеристики

Діапазони вимірювань		
Рефрактометрія	Сфера	Від -25,00 до +22,00D (VD=12,00 мм)
	Циліндр	Від -10,00 до +10,00D (VD=12,00 мм)
	Вісь	Від 0 до 180 градусів
	Мінімальний діаметр зіниці.	$\varnothing 2,00$ мм
	Час вимірювання	0,2 секунди/одне око (час отримання даних)
Кератометрія	Діапазон	Від 5,00 мм до 11,00 мм
	Рефракція рогівки	Від 30,68D до 67,50D (n=1,3375)
	Астигматизм рогівки	Від 0 до 10D (n=1,3375)
	Вісь	Від 0 до 180 градусів
	Виміряна площа	$\varnothing 3$ мм (при кривизні рогівки 8,00 мм)
Час вимірювання	0,1 секунди на одне око (час отримання даних)	
Вимірювання PD		50-86 мм
Вимірювання діаметра рогівки та діаметра зіниці	Діапазон вимірювань	Від 1,0 мм до 14,0 мм
	Блок дисплея	0,1 мм
Вбудований принтер		Термопринтер
Тип виведення даних		RS232C / USB-D
Дисплей		5,7-дюймовий кольоровий рідкокристалічний дисплей
Розміри		297 (Ш) x 500 (Г) x 448 (В) мм
Вага		17кг
Вимоги до потужності		змінний струм від 100 до 240 В
		50 / 60 Гц
		Від 80 ВА до 100 ВА

⚠ Для забезпечення безпечного та правильного поводження, будь ласка, прочитайте посібник користувача перед використанням

Опис та зовнішній вигляд, наведені в даному каталозі, можуть бути змінені в міру вдосконалення продукції.
•Кольори, представлені на фотографіях в каталозі, можуть відрізнятися від реальних виробів через умови освітлення під час зйомки або кольору друку.

Обережно



Для Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу
TAKAGI SEIKO CO., LTD.

330-2 Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Japan
TEL : +81(0)269-22-4511(Switchboard) URL : <https://www.takagi-j.com>

Для Європи та Африки

Takagi Ophthalmic Instruments Europe Ltd

Citylabs 1.0, Nelson Street, Manchester, M13 9NQ, UK

TEL : +44 (0)161 273 6330 URL : <https://www.takagieurope.com>



Ваш місцевий дистриб'ютор



<https://www.takagi-global.com>