



Адаптер для цифрової камери

TD-2

СЛУЖИТЬ ВАШОМУ ЗОРУ



1

Можливість зміни траєкторії світла відповідно до правого або лівого ока одним натисканням кнопки

Шлях світла для отримання зображень у цифровій камері можна змінити відповідно до зору екзаменатора. Регулюючи диск на задній панелі, можна змінити шлях світла одним дотиком. Очне дно можна спостерігати, не турбуючись про зміщення між зображенням у полі зору та зйомкою зображення.



2

Механізм входу/виходу жовтого фільтра

Висококонтрастні зображення можна отримати за допомогою вбудованого жовтого фільтра під час спостереження флуоресценції роگیвки. Легке введення або виведення фільтра здійснюється одним натисканням кнопки. При установці з нашою щілинною лампою висококонтрастні зображення можуть бути отримані завдяки найкращому поєднанню з кобальтово-синім фільтром.




3

Зйомка нерухомого зображення одним натисканням

Підключивши спусковий кабель між щілинною лампою та камерою, можна отримувати нерухоме зображення при кожному натисканні на кнопку джойстика щілинної лампи.

* Пусковий кабель може бути відсутнім залежно від типу щілинної лампи. Для отримання додаткової інформації, зв'яжіться з нами.



4

Комбінація із системою фонового підсвічування

Комбінація з фоновим освітленням щілинної лампи ефективніша при роз'ясненні пацієнту.

* Системи фонового підсвічування різняться залежно від щілинних ламп. Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.



5

Моделі щілинних ламп, сумісні з TD-2

Сумісні моделі	700GL, 4ZL, 2ZL, 300XL
----------------	------------------------

* Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації про сумісність 300XL.

6

Моделі камер, сумісні з TD-2

Типи TD-2 не поставляються із цифровою камерою. Щоб придбати цифрову камеру, зверніться до наступних сумісних камер:

Сумісні моделі	CANON Digital SLR Cameras
----------------	---------------------------

* Для отримання додаткової інформації про сумісні камери, будь ласка, зв'яжіться з нами.



• Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені у міру вдосконалення продукту.



Для Північної та Південної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу

TAKAGI SEIKO CO., LTD.

330-2 Iwafune, Nakano-shi, Nagano-ken, 383-8585, Японія
TEL : +81(0)269-22-4511(Switchboard) URL : <https://www.takagi-j.com>

Для Європи та Африки

Takagi Ophthalmic Instruments Europe Ltd

Citylabs 1.0, Nelson Street, Manchester, M13 9NQ, Великобританія
TEL : +44 (0)161 273 6330 URL : <https://www.takagieurope.com>



<https://www.takagi-global.com>

