

# Технічний паспорт

Номер документу -

Ab/TDS/CT-03 Rev No: 06

Дата - 02/2022-23

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

**Abdos Labtech Pvt. Ltd.**

### **Пробірка з гвинтовою кришкою та ущільнювальним кільцем з EPDM, ПП**

**Дійсний для Кат. Ні.** P10223, P10227, P10231, P10235, P10239, P10223A, P10223A1, P10225R, P10225Y, P10225B, P10225G, P10225O, P10225P, P10260A, P10260A1, P10229R, P10229Y, P10229B, P10229G, P10229O, P10229P, P10270A, P10232A1, P10233R, P10233Y, P10233B, P10233G, P10233O, P10233P, P10272A, P10236A1, P10237R, P10237Y, P10237B, P10237G, P10237O, P10237P, P10274A, P10240A1, P10241R, P10241Y, P10241B, P10241G, P10241O, P10241P, P10222, P10243, P10244, P10245, P10246, P30223, P30227, P30231, P30235, P30239, P30223A, P30223A1, P30225R, P30225Y, P30225B, P30225G, P30225O, P30225P, P30260A, P30260A1, P30229R, P30229Y, P30229B, P30229G, P30229O, P30229P, P30270A, P30232A1, P30233R, P30233Y, P30233B, P30233G, P30233O, P30233P, P30272A, P30236A1, P30237R, P30237Y, P30237B, P30237G, P30237O, P30237P, P30274A, P30240A1, P30241R, P30241Y, P30241B, P30241G, P30241O, P30241P, P30222, P30243, P30244, P30245, P30246, P40223, P40227, P40231, P40235, P40239, P40223A, P40223A1, P40225R, P40225Y, P40225B, P40225G, P40225O, P40225P, P40260A, P40260A1, P40229R, P40229Y, P40229B, P40229G, P40229O, P40229P, P40270A, P40232A1, P40233R, P40233Y, P40233B, P40233G, P40233O, P40233P, P40272A, P40236A1, P40237R, P40237Y, P40237B, P40237G, P40237O, P40237P, P40274A, P40240A1, P40241R, P40241Y, P40241B, P40241G, P40241O, P40241P, P40222, P40243, P40244, P40245, P40246, P50223, P50227, P50231, P50235, P50239, P50223A, P50223A1, P50225R, P50225Y, P50225B, P50225G, P50225O, P50225P, P50260A, P50260A1, P50229R, P50229Y, P50229B, P50229G, P50229O, P50229P, P50270A, P50232A1, P50233R, P50233Y, P50233B, P50233G, P50233O, P50233P, P50272A, P50236A1, P50237R, P50237Y, P50237B, P50237G, P50237O, P50237P, P50274A, P50240A1, P50241R, P50241Y, P50241B, P50241G, P50241O, P50241P, P50222, P50243, P50244, P50245, P50246. Червоний, P10224, P10228, P10232, P10236, P10240, P10224A, P10224A1, P10226R, P10226Y, P10226Y, P10226B, P10226G, P10226O, P10226P, P10228A, P10228A1, P10230R, P10230Y, P10230B, P10230B, P10230G, P10230O, P10230P, P10232A, P10270A1, P10234R, P10234Y, P10234B, P10234G, P10234O, P10234P, P10236A, P10272A1, P10238R, P10238Y, P10238B, P10238G, P10238O, P10238P, P10240A, P10274A1, P10242R, P10242Y, P10242B, P10242G, P10242O, P10242P, P10221, P10247, P10248, P10249, P10250, P30224, P30228, P30232, P30236, P30240, P30224A, P30224A1, P30226R, P30226Y, P30226B, P30226G, P30226O, P30226P, P30228A, P30228A1, P30230R, P30230Y, P30230B, P30230G, P30230O, P30230P, P30232A, P30270A1, P30234R, P30234Y, P30234B, P30234G, P30234O, P30234P, P30236A, P30272A1, P30238R, P30238Y, P30238B, P30238G, P30238O, P30238P, P30240A, P30274A1, P30242R, P30242Y, P30242B, P30242G, P30242O, P30242P, P30221, P30247, P30248, P30249, P30250, P40224, P40228, P40232, P40236, P40240, P40224A, P40224A1, P40226R, P40226Y, P40226B, P40226G, P40226O, P40226P, P40228A, P40228A1, P40230R, P40230Y, P40230B, P40230G, P40230O, P40230P, P40232A, P40270A1, P40234R, P40234Y, P40234B, P40234G, P40234O, P40234P, P40236A, P40272A1, P40238R, P40238Y, P40238B, P40238G, P40238O, P40240A, P40274A1, P40242R, P40242Y, P40242B, P40242G, P40242O, P40242P, P40221, P40247, P40248, P40249, P40250, P50224, P50228, P50232, P50236, P50240, P50224A, P50224A1, P50226R, P50226Y, P50226B, P50226G, P50226O, P50226P, P50228A, P50228A1, P50230R, P50230Y, P50230B, P50230G, P50230O, P50230P, P50232A, P50270A1, P50234R, P50234Y, P50234B, P50234G, P50234O, P50234P, P50236A, P50272A1, P50238R, P50238Y, P50238B, P50238G, P50238O, P50238P, P50240A, P50274A1, P50242R, P50242Y, P50242B, P50242G, P50242O, P50242P, P50221, P50247, P50248, P50249, P50250

# Технічний паспорт

## 1. Опис/специфікація

**1.1 Опис:** Одноразові пробірки з гвинтовою кришкою, ДНК, РНК, ДНК людини, АТФ, не містять пірогену, інгібіторів ПЛР та сертифіковані для IVD.

### 1.2 Дизайн:

1.2.1 Пробірки: Конічні / з бортиком / з підставкою

1.2.3 Кришка: Окрема кришка з різьбленням (PP) разом з ущільнювальним кільцем EPDM (чорного кольору)

1.2.4 без друку/з друком

### 1.3 Технічні характеристики:

1.3.1 Об'єм пробірки: 0,5 мл, 1,5 мл та 2,0 мл

1.3.2 Об'єм: 0,8 мл, 1,80 мл та 2,15 мл

1.3.3 Діаметр отвору для 0,5, 1,5 та 2 мл - 10,20 мм

1.3.4 Висота для 0,5 мл - 43,85 мм

1,5 мл конічна - 43,10 мм, 1,5 мл самопідставка - 44,0 мм

& 2.0 мл Конічна - 44.30 мм, 2.0 мл Самостійна підставка - 45.10 мм

### Недрукований - незібраний

Продукт код	Опис продукту	Стиль	Колір ковпачка та туби	надрукований	Зібрано	Стерильно.
P10223	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	природний	Ні.	Ні.	Ні.
P10224	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	природний	Ні.	Ні.	Так.
P10227	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	природний	Ні.	Ні.	Ні.
P10228	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	природний	Ні.	Ні.	Так.
P10231	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	конічний	природний	Ні.	Ні.	Ні.
P10232	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	конічний	природний	Ні.	Ні.	Так.
P10235	2.0 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	природний	Ні.	Ні.	Ні.
P10236	2.0 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	природний	Ні.	Ні.	Так.
P10239	2.0 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	конічний	природний	Ні.	Ні.	Ні.

# Технічний паспорт

P10240	2.0 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	конічний	природний	Ni.	Ni.	Так.
P10223A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок та пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Ni.
P10224A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок та пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Так.
P10223A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок та пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Ni.
P10224A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок та пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Так.
P10225R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок червоний і пробірка природний	Ni.	Ni.	Ni.
P10225Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Ni.	Ni.	Ni.
P10225B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок синій і пробірка природний	Ni.	Ni.	Ni.
P10225G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Ni.	Ni.	Ni.
P10225O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Ni.	Ni.	Ni.
P10225P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Ni.	Ni.	Ni.
P10226R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок червоний і пробірка природний	Ni.	Ni.	Так.
P10226Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Ni.	Ni.	Так.
P10226B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок синій з пробірка природний	Ni.	Ni.	Так.
P10226G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Ni.	Ni.	Так.
P10226O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Ni.	Ni.	Так.
P10226P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Ni.	Ni.	Так.
P10228A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка Амбер	Ni.	Ni.	Так.
P10228AR	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	Червоний ковпачок і пробірка Амбер.	Ni.	Ni.	Так.
P10228AY	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	Жовтий ковпачок і пробірка Амбер.	Ni.	Ni.	Так.
P10228AB	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	Синій ковпачок і пробірка Амбер.	Ni.	Ni.	Так.

# Технічний паспорт

P10228AG	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	Зелений ковпачок і пробірка Амбер.	Hi.	Hi.	Так.
P10228AO	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	Помаранчевий ковпачок і пробірка Амбер.	Hi.	Hi.	Так.
P10228AP	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	Фіолетовий ковпачок і пробірка Янтарний	Hi.	Hi.	Так.
P10260A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка Янтар	Hi.	Hi.	Hi.
P10228A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка Тр. Амбер.	Hi.	Hi.	Так.
P10260A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка Тр. Амбер.	Hi.	Hi.	Hi.
P10229R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Hi.	Hi.
P10229Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10229B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10229G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Hi.	Hi.	Hi.
P10229O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10229P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10230R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Hi.	Так.
P10230Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10230B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10230G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10230O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10230P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10232A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка Янтар	Hi.	Hi.	Так.
P10270A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка Янтар	Hi.	Hi.	Hi.
P10270A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка Tr.Amber	Hi.	Hi.	Так.

# Технічний паспорт

P10232A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка Тр. Амбер.	Hi.	Hi.	Hi.
P10233R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Hi.	Hi.
P10233Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Hi.	Hi.	Hi.
P10233B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та тубус натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10233G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і тубус натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10233O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10233P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10234R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Hi.	Так.
P10234Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10234B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10234G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10234O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і тубик натуральний	Hi.	Hi.	Так.
P10234P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Hi.	Hi.	Так.
P10236A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Hi.	Так.
P10272A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Hi.	Hi.
P10272A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Hi.	Так.
P10236A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка Тр.бурштин	Hi.	Hi.	Hi.
P10237R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Hi.	Hi.
P10237Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10237B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10237G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.
P10237O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Hi.	Hi.	Hi.

# Технічний паспорт

P10237P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Ni.
P10238R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Ni.	Ni.	Так.
P10238Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Так.
P10238B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Так.
P10238G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Ni.	Ni.	Так.
P10238O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Так.
P10238P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Так.
P10240A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Так.
P10274A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Ni.
P10274A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Так.
P10240A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Ni.	Ni.	Ni.
P10241R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Ni.	Ni.	Ni.
P10241Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Ni.
P10241B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Ni.
P10241G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Ni.	Ni.	Ni.
P10241O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і тюбик натуральний	Ni.	Ni.	Ni.
P10241P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Ni.
P10242R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Ni.	Ni.	Так.
P10242Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Так.
P10242W	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	Ковпачок білий та пробірка натуральна	Ni.	Ni.	Так.
P10242B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Ni.	Ni.	Так.

# Технічний паспорт

P10242G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка натуральний	Ні.	Ні.	Так.
P10242O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Ні.	Ні.	Так.
P10242P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Ні.	Ні.	Так.
P10222	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Ні.
P10243	1,5 мл кришка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Ні.
P10244	1,5 мл кришка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Ні.
P10245	2,0 мл кришка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Ні.
P10246	2.0 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	Конічна	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Ні.
P10221	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Так.
P10247	1,5 мл кришка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Так.
P10248	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Так.
P10249	2.0 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Так.
P10250	2.0 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	Конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Ні.	Так.

## Надруковані-незібрані

Код продукту	Опис продукту	Стиль	Колір ковпачка та туби	надрукований	Зібрано	Стерильно.
P30223	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Ні.	Ні.
P30224	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Ні.	Так.
P30227	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Ні.	Ні.

# Технічний паспорт

P30228	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Ні.	Так.
P30231	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Ні.	Ні.
P30232	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Ні.	Так.
P30235	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Ні.	Ні.
P30236	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Ні.	Так.
P30239	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Ні.	Ні.
P30240	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Ні.	Так.
P30223A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30224A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30223A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30224A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30225R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Ні.
P30225Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30225B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30225G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30225O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30225P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30226R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Так.
P30226Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.

# Технічний паспорт

P30226B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Так.
P30226G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30226O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30226P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30228A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30260A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30228A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30260A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30229R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Ні.
P30229Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30229B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30229G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30229O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30229P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30230R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Так.
P30230Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30230B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Так.
P30230G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30230O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.

# Технічний паспорт

P30230P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30232A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30270A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30270A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30232A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30233R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Ні.
P30233Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30233B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30233G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30233O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30233P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30234R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Так.
P30234Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30234B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Так.
P30234G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30234O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30234P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30236A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30272A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30272A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30236A1	2,0 мл Гвинтовий	самостояча	ковпачок і пробірка	Так.	Ні.	Ні.

# Технічний паспорт

	ковпачок і пробірка		бурштин			
P30237R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Ні.
P30237Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30237B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30237G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30237O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30237P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30238R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Так.
P30238Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30238B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Так.
P30238G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30238O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30238P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30240A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30274A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30274A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Так.
P30240A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Ні.	Ні.
P30241R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Ні.
P30241Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30241B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Ні.	Ні.
P30241G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30241O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.

# Технічний паспорт

P30241P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Ні.
P30242R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Ні.	Так.
P30242Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30242B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та тубус натуральний	Так.	Ні.	Так.
P30242G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30242O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30242P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Ні.	Так.
P30222	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та тубик LD	самостояча	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Ні.
P30243	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	самостояча	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Ні.
P30244	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	конічний	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Ні.
P30245	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Ні.
P30246	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	Конічна	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Ні.
P30221	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	самостояча	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Так.
P30247	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	самостояча	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Так.
P30248	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	конічний	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Так.
P30249	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Так.
P30250	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	Конічний	ковпачок та пробірка натуральні	Так.	Ні.	Так.

## Недрукований-зібраний

Продукт код	Опис продукту	Стиль	Колір ковпачка та туби	надрукований	Зібрано	Стерильно.
-------------	---------------	-------	------------------------	--------------	---------	------------

# Технічний паспорт

P40223	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Ні.	Так.	Ні.
P40224	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Ні.	Так.	Так.
P40227	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Ні.	Так.	Ні.
P40228	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Ні.	Так.	Так.
P40231	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Ні.	Так.	Ні.
P40232	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Ні.	Так.	Так.
P40235	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Ні.	Так.	Ні.
P40236	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Ні.	Так.	Так.
P40239	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Ні.	Так.	Ні.
P40240	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Ні.	Так.	Так.
P40223A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Ні.
P40224A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Так.
P40223A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Ні.
P40224A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Так.
P40225R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Ні.	Так.	Ні.
P40225Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Ні.	Так.	Ні.
P40225B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Ні.	Так.	Ні.
P40225G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Ні.	Так.	Ні.
P40225O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Ні.	Так.	Ні.
P40225P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Ні.	Так.	Ні.

# Технічний паспорт

P40226R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Так.	Так.
P40226Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Hi.	Так.	Так.
P40226B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40226G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Hi.	Так.	Так.
P40226O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Hi.	Так.	Так.
P40226P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40228A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Так.
P40260A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Hi.
P40228A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Так.
P40260A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Hi.
P40229R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Так.	Hi.
P40229Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40229B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40229G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40229O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40229P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40230R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Так.	Так.
P40230Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40230B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40230G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40230O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40230P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40232A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Так.

# Технічний паспорт

P40270A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Ні.
P40270A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Так.
P40232A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Ні.
P40233R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та туба натуральна	Ні.	Так.	Ні.
P40233Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий та тубик натуральний	Ні.	Так.	Ні.
P40233B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та тубус натуральний	Ні.	Так.	Ні.
P40233G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і тубус натуральний	Ні.	Так.	Ні.
P40233O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і тубик натуральний	Ні.	Так.	Ні.
P40233P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий та тубик натуральний	Ні.	Так.	Ні.
P40234R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та туба натуральна	Ні.	Так.	Так.
P40234Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий та тубик натуральний	Ні.	Так.	Так.
P40234B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та тубус натуральний	Ні.	Так.	Так.
P40234G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і тубус натуральний	Ні.	Так.	Так.
P40234O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і тубик натуральний	Ні.	Так.	Так.
P40234P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий та тубик натуральний	Ні.	Так.	Так.
P40236A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Так.
P40272A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Ні.
P40272A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Так.
P40236A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Ні.	Так.	Ні.
P40237R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та туба натуральна	Ні.	Так.	Ні.
P40237Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та тубик натуральний	Ні.	Так.	Ні.
P40237B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та тубус натуральний	Ні.	Так.	Ні.

# Технічний паспорт

	ковпачок і пробірка					
P40237G	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і тубус натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40237O	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і тубик натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40237P	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та тубик натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40238R	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та туба натуральна	Hi.	Так.	Так.
P40238Y	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий та тубик натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40238B	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та тубус натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40238G	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і тубус натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40238O	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і тубик натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40238P	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий та тубик натуральний	Hi.	Так.	Так.
P40240A	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Так.
P40274A	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Hi.
P40274A1	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Так.
P40240A1	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Hi.	Так.	Hi.
P40241R	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та туба натуральна	Hi.	Так.	Hi.
P40241Y	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40241B	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40241G	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка натуральний	Hi.	Так.	Hi.
P40241O	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Hi.	Так.	Hi.
P40241P	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Hi.	Так.	Hi.
P40242R	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Hi.	Так.	Так.
P40242Y	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Hi.	Так.	Так.
P40242B	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Hi.	Так.	Так.

# Технічний паспорт

P40242G	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Ні.	Так.	Так.
P40242O	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апелсиновий ковпачок і пробірка природний	Ні.	Так.	Так.
P40242P	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Ні.	Так.	Так.
P40222	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Ні.
P40243	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Ні.
P40244	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Ні.
P40245	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Ні.
P40246	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	Конічна	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Ні.
P40221	0,5 мл Гвинтовий ковпачок та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Так.
P40247	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Так.
P40248	1,5 мл кришечка з гвинтовою кришкою та пробірка LD	конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Так.
P40249	2,0 мл мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Так.
P40250	LD	Конічна	ковпачок і пробірка натуральні	Ні.	Так.	Так.

## Надруковано - зібрано

Продукт код	Опис продукту	Стиль	Колір ковпачка та туби	надрукований	Зібрано	Стерильно.
P50223	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Так.	Ні.
P50224	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Так.	Так.
P50227	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Так.	Ні.

# Технічний паспорт

P50228	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Так.	Так.
P50231	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Так.	Ні.
P50232	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Так.	Так.
P50235	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Так.	Ні.
P50236	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	природний	Так.	Так.	Так.
P50239	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Так.	Ні.
P50240	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	природний	Так.	Так.	Так.
P50223A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50224A	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50223A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50224A1	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50225R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Ні.
P50225Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і тюбик природний	Так.	Так.	Ні.
P50225B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Так.	Ні.
P50225G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50225O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50225P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50226R	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Так.
P50226Y	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50226B	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Так.	Так.

# Технічний паспорт

P50226G	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50226O	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апелсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50226P	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50228A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50260A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50228A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50260A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50229R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Ні.
P50229Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50229B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Так.	Ні.
P50229G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50229O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апелсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50229P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50230R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Так.
P50230Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і тубик природний	Так.	Так.	Так.
P50230B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Так.	Так.
P50230G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50230O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апелсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50230P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.

# Технічний паспорт

P50232A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50270A	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50270A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50232A1	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50233R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Ні.
P50233Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50233B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та тубус натуральний	Так.	Так.	Ні.
P50233G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50233O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50233P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50234R	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Так.
P50234Y	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50234B	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Так.	Так.
P50234G	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50234O	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50234P	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50236A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50272A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50272A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50236A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50237R	2,0 мл Гвинтовий	самостояча	ковпачок червоний та	Так.	Так.	Ні.

# Технічний паспорт

	ковпачок і пробірка		пробірка натуральна			
P50237Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50237B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та тубус натуральний	Так.	Так.	Ні.
P50237G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50237O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50237P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50238R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок червоний та туба натуральна	Так.	Так.	Так.
P50238Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок жовтий і тюбик природний	Так.	Так.	Так.
P50238B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок синій та тубус натуральний	Так.	Так.	Так.
P50238G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50238O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50238P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	самостояча	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50240A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	капсульно-трубчастий бурштин	Так.	Так.	Так.
P50274A	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50274A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Так.
P50240A1	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок і пробірка бурштин	Так.	Так.	Ні.
P50241R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Ні.
P50241Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і тюбик природний	Так.	Так.	Ні.
P50241B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Так.	Ні.
P50241G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50241O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.
P50241P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Ні.

# Технічний паспорт

P50242R	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок червоний та пробірка натуральна	Так.	Так.	Так.
P50242Y	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок жовтий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50242B	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок синій та пробірка натуральний	Так.	Так.	Так.
P50242G	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок зелений і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50242O	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	апельсиновий ковпачок і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50242P	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка	конічний	ковпачок фіолетовий і пробірка природний	Так.	Так.	Так.
P50222	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Ні.
P50243	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Ні.
P50244	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Ні.
P50245	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Ні.
P50246	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	Конічна	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Ні.
P50221	0,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Так.
P50247	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Так.
P50248	1,5 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Так.
P50249	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	самостояча	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Так.
P50250	2,0 мл Гвинтовий ковпачок і пробірка LD	Конічний	ковпачок і пробірка натуральні	Так.	Так.	Так.

## Туба без друку з кришечкою з петлею

Продукт код	Ємність (мл)	Зовнішній Діаметр (мм)	Висота (мм)	Стиль	Стерильн о.	Шт/кейс
P10252	0,5 мл	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10253	0,5 мл	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10254	1,5 мл	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10255	1,5 мл	10.2	44	самостояча	Так.	1000
P10256	1,5 мл	10.2	43.1	самостояча	Ні.	1000
P10257	1,5 мл	10.2	43.1	самостояча	Так.	1000

# Технічний паспорт

P10258	2.0 мл	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10259	2.0 мл	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10260	2.0 мл	10.2	44.3	самостояча	Ні.	1000
P10261	2.0 мл	10.2	44.3	самостояча	Так.	1000
P10252A	0,5 мл бурштину	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10253A	0,5 мл бурштину	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10252A1	0,5 мл прозорий бурштин	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10253A1	0,5 мл прозорий бурштин	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10262	0,5 мл кольоровий	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10263	0,5 мл кольоровий	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10255A	1,5 мл бурштину	10.2	43.95	самостояча	Так.	1000
P10254A	1,5 мл бурштину	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10255A1	1,5 мл прозорий бурштин	10.2	44	самостояча	Так.	1000
P10254A1	1,5 мл прозорий бурштин	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10264	1,5 мл кольоровий	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10265	1,5 мл кольоровий	10.2	44	самостояча	Так.	1000
P10257A	1,5 мл бурштину	10.2	43.1	конічний	Так.	1000
P10256A	1,5 мл бурштину	10.2	43.1	конічний	Ні.	1000
P10257A1	1,5 мл прозорий бурштин	10.2	43.1	конічний	Так.	1000
P10256A1	1,5 мл прозорий бурштин	10.2	43.1	конічний	Ні.	1000
P10266	1,5 мл кольоровий	10.2	43.1	конічний	Ні.	1000
P10267	1,5 мл кольоровий	10.2	43.1	конічний	Так.	1000
P10259A	2.0 мл бурштину	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10258A	2.0 мл бурштину	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10259A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10258A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10268	2,0 мл кольоровий	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10269	2,0 мл кольоровий	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10261A	2.0 мл бурштину	10.2	44.3	конічний	Так.	1000
P10260A	2.0 мл бурштину	10.2	44.3	конічний	Ні.	1000
P10261A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	44.3	конічний	Так.	1000

# Технічний паспорт

P10260A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	44.3	конічний	Ні.	1000
P10270	2,0 мл кольоровий	10.2	44.3	конічний	Ні.	1000
P10271	2,0 мл кольоровий	10.2	44.3	конічний	Так.	1000
P10272	0,5 мл LD	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10273	1,5 мл LD	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10274	1,5 мл LD	10.2	43.1	самостояча	Ні.	1000
P10275	2,0 мл LD	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10276	2,0 мл LD	10.2	44.3	самостояча	Ні.	1000
P10277	0,5 мл LD	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10278	1,5 мл LD	10.2	44	самостояча	Так.	1000
P10279	1,5 мл LD	10.2	43.1	самостояча	Так.	1000
P10280	2,0 мл LD	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10281	2,0 мл LD	10.2	44.3	Конічний	Так.	1000

## Друківана туба з кришечкою з петлею

Код продукту	Ємність (мл)	Зовнішній діаметр (мм)	Висота (мм)	Стиль	Стериль но.	Шт/кейс
P10340	0,5 мл	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10341	0,5 мл	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10342	1,5 мл	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10343	1,5 мл	10.2	44	самостояча	Так.	1000
P10344	1,5 мл	10.2	43.1	конічний	Ні.	1000
P10345	1,5 мл	10.2	43.1	конічний	Так.	1000
P10346	2.0 мл	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10347	2.0 мл	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10348	2.0 мл	10.2	44.3	конічний	Ні.	1000
P10349	2.0 мл	10.2	44.3	конічний	Так.	1000
P10340A	0,5 мл бурштину	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10341A	0,5 мл бурштину	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10340A1	0,5 мл прозорого бурштину	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10341A1	0,5 мл прозорого бурштину	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10350	0,5 мл кольоровий	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10351	0,5 мл кольоровий	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10343A	1,5 мл бурштину	10.2	43.95	самостояча	Так.	1000
P10342A	1,5 мл бурштину	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10343A1	1,5 мл прозорого бурштину	10.2	44	самостояча	Так.	1000

# Технічний паспорт

P10342A1	1,5 мл прозорого бурштину	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10352	1,5 мл кольоровий	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10353	1,5 мл кольоровий	10.2	44	самостояча	Так.	1000
P10345A	1,5 мл бурштину	10.2	43.1	конічний	Так.	1000
P10344A	1,5 мл бурштину	10.2	43.1	конічний	Ні.	1000
P10345A1	1,5 мл прозорого бурштину	10.2	43.1	конічний	Так.	1000
P10344A1	1,5 мл прозорого бурштину	10.2	43.1	конічний	Ні.	1000
P10354	1,5 мл кольоровий	10.2	43.1	конічний	Ні.	1000
P10355	1,5 мл кольоровий	10.2	43.1	конічний	Так.	1000
P10347A	2.0 мл бурштину	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10346A	2.0 мл бурштину	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10347A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10346A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10356	2,0 мл кольоровий	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10357	2,0 мл кольоровий	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10349A	2.0 мл бурштину	10.2	44.3	конічний	Так.	1000
P10348A	2.0 мл бурштину	10.2	44.3	конічний	Ні.	1000
P10349A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	44.3	конічний	Так.	1000
P10348A1	2,0 мл прозорий бурштин	10.2	44.3	конічний	Ні.	1000
P10358	2,0 мл кольоровий	10.2	44.3	конічний	Ні.	1000
P10359	2,0 мл кольоровий	10.2	44.3	конічний	Так.	1000
P10360	0,5 мл LD	10.2	43.85	самостояча	Ні.	1000
P10361	1,5 мл LD	10.2	44	самостояча	Ні.	1000
P10362	1,5 мл LD	10.2	43.1	самостояча	Ні.	1000
P10363	2,0 мл LD	10.2	45.1	самостояча	Ні.	1000
P10364	2,0 мл LD	10.2	44.3	самостояча	Ні.	1000
P10365	0,5 мл LD	10.2	43.85	самостояча	Так.	1000
P10366	1,5 мл LD	10.2	44	самостояча	Так.	1000
P10367	1,5 мл LD	10.2	43.1	самостояча	Так.	1000
P10368	2,0 мл LD	10.2	45.1	самостояча	Так.	1000
P10369	2,0 мл LD	10.2	44.3	Конічний	Так.	1000

# Технічний паспорт

## 1.3.5 Градування та поверхня для письма:

1.3.5.1 Диплом з великим шрифтом

1.3.5.2 Білий пластир (матовий) для легкого написання на тубику та захисту від хлороформу

## 1.4 Матеріальний:

1.4.2 Поліпропілен (PP), гідрофобний, підтверджено FDA 21CFR США

1.4.3 Відповідає вимогам Європейської Фармакопеї "Пластикові контейнери та закупорювальні засоби для фармацевтичного застосування".

1.4.4 Продукт пройшов тестування USP, включаючи тести класу VI. Матеріали успішно пройшли біологічні випробування відповідно до стандарту ISO 10993 зовнішніх комунікаційних пристроїв для непрямого контакту з кров'ю протягом тривалого періоду.

1.4.5 Не містить важких металів, RoHS згідно з відповідними вимогами регламентів ЄС 1935/2004/CE, 2002/95/EC зі змінами та доповненнями, UE 10/2011 зі змінами та доповненнями. EU CONEG та наступні поправки до нього. Безпечне використання при контакті з харчовими продуктами, фармацевтичними препаратами та питною водою. Продукт виготовляється без використання сировини тваринного походження. Тому, наскільки нам відомо, проблема BSE/TSE не стосується цього продукту. У процесі виробництва, транспортування та пакування цього продукту не використовуються матеріали, що містять латекс або натуральний каучук.

1.4.6 Цей матеріал можна стерилізувати гамма-променями та не містить фталатів.

1.4.7 Кільце з EPDM відповідає критеріям FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США), регламент 21 CFR 177.2600.

## 1.5 Колір:

Натуральний / Червоний / Жовтий / Синій / Зелений / Помаранчевий / Фіолетовий / Бурштиновий / Білий / Бурштиновий / Остання крапля

## 1.6 Стерилізація:

Стерильні каталожні номери з цієї партії були попередньо стерилізовані та дозиметрично випущені відповідно до стандарту ANSI/AAMI/ISO 11137 *Стерилізація виробів медичного призначення - Вимоги до валідації та рутинного контролю - Радіаційна стерилізація*. Виріб стерилізовано гамма-випромінюванням Co-60, SAL 10<sup>-6</sup>

## 1.7 Контроль якості:

Випробування різних характеристик відповідно до чинного процесу. Виробляється в чистому приміщенні ISO класу 8

## 1.8 Інша інформація:

Рекомендовано лише для одноразового використання

## Розмір упаковки:

Зібраний - ні

# Технічний паспорт

Пробірка 100 штук x 10 пакетів + ковпачок з кільцем з EPDM - 100 штук x 10 пакетів =1000 в коробці (20 пакетів)

## Зібраний - так

Флакони+кришечка 100 штук x 10 пакетів з ущільнювальним кільцем EPDM =1000 за упаковку (10 пакетів)

## 2. Основні функції

**2.1 Температурний діапазон:** Пробірка:  $-196^{\circ}\text{C}$  до  $+121^{\circ}\text{C}$

\* Застереження: Не використовуйте криогенні віали Abdos у рідкій фазі рідкого азоту. Неправильне використання може призвести до того, що зріджений азот може потрапити всередину віали і призвести до підвищення тиску, що може спричинити вибух або витік біологічно небезпечних речовин. Можна використовувати в паровій фазі рідкого азоту.

**2.2 Автоклавовання:** Автоклавується при тиску 15 фунтів на квадратний дюйм і температурі  $121^{\circ}\text{C}$  протягом 20 хвилин (кришки та флакони).

**2.3 Випробування на герметичність при тиску 635 мм рт. ст. із встановленим ковпачком:** немає витоків

**2.4.** Ці флакони мають ущільнювальне кільце з EPDM для забезпечення ефективної герметизації та уникнення випаровування.

**2.5 Центрифугування:** 20 000 RCF (\*Вказано з водою)

**2.6** Виготовлено в чистому приміщенні ISO класу 8 (100 000)

**2.7 Хімічна стійкість:** див. веб-сайт ([www.abdoslifesciences.com](http://www.abdoslifesciences.com))

## Посібник з автоклавовання пластмас

Усі пластикові витратні матеріали можна автоклавувати за температури  $121^{\circ}\text{C}$  протягом 20 хвилин при тиску 15 фунтів на квадратний дюйм / 1 атм. Не використовуйте сухий цикл, оскільки це може призвести до деформації або ослаблення пластику. Перед вийманням виробу зачекайте, поки температура в автоклаві повернеться до принаймні  $50^{\circ}\text{C}$ .

## Інструкція із застосування

Продукт можна використовувати для контакту з харчовими продуктами.

Температура зберігання. Не більше  $30^{\circ}\text{C}$

Перед використанням продукту перевірте, чи немає тріщин, проколів у пакетах тощо. Перевірте всю інформацію, надруковану на пакетах або коробках.

Завжди носіть рукавички під час роботи зі зразком. Переконайтеся, що всі пробірки для

# Технічний паспорт

зразків рівномірно заповнені

До кожної пробірки, вставленої в ротор, додайте пробірку такої ж ваги безпосередньо навпроти неї.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

**НЕ** зберігати сильні окислювачі.

**НЕ** кладіть пластиковий лабораторний посуд у полум'я.

**НЕ** змішуйте хімічні речовини, які можуть спричинити термічну реакцію, що може призвести до виходу продукту з ладу Одягайте захисну маску та/або захисні окуляри, якщо вам доводиться працювати поблизу працюючої центрифуги. Не торкайтеся, не перекидайте і не пересувайте **центрифугу під час обертання ротора**. Переконайтеся, що шнур не звисає з краю столу, де хтось може зачепитися за нього ногою і потягнути центрифугу вниз. **Перед зберіганням**

**UKRP**  
Obelis UK LTD  
Sandford Gate,  
East Point Business Park,  
Oxford OX4 6LB  
United Kingdom  
Tel: +44 1851 378012  
info@obelis.co.uk

**UK  
CA**

**STERILE R**

30°C


**CE**

**IVD**

**EC  
RED**

Obelis s.a.  
Bd General Wabis 53  
1030 Brussels Belgium  
Tel: +32 2 732 59 54  
Fax: +32 2 732 60 03  
mail@obelis.net

**Abdos Labtech Pvt. Ltd.**  
Plot No. 1 Lakshmiwari Bhagwanpur Roorkie 247667 (UK) India  
Email: labtech@abdolabtech.com, www.abdos.lifesciences.com  
Ph: +91 11 43081897



# Технічний паспорт

  
Quality Assurance Incharge  
Abdos Labtech Pvt. Ltd.



Standard & Looped cap, available in various colors (Red, Green, Yellow, Blue, Orange, Purple & White).

Manufactured using high purity virgin USP Class VI medical grade Polypropylene (PP) conforming to US FDA 21 CFR

Withstand RCF up to 20,000xg

Last Drop Screw Cap Tubes offer the Lowest retention with improved sample recovery.



The EPDM 'O' ring ensures maximum sealability, prevents evaporation & leakage.

Knurl Tubes feature the ability to lock tubes into ABDOS Screw Cap Tube racks for single-hand operations

Fully Autoclavable, operating temperature Range up from -196°C to +121°C

Screw Cap Tubes are available in Printed, Non-Printed formats with Assembled cap option as well.

