

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Простираadlo хірургічне офтальмологічне Eye-Pak™

ОПИС

Хірургічні офтальмологічні простираadла є хірургічними медичними виробами для одноразового використання. Вони застосовуються для створення необхідного стерильного операційного поля під час офтальмологічних хірургічних процедур.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ використовуйте повторно. Не стерилізуйте повторно. Не використовуйте вміст упаковки, якщо стерильна упаковка або стерильний бар'єр пошкоджені, або будь-яким чином порушена їх герметичність. Простираadла хірургічні офтальмологічні призначені для використання тільки для однієї процедури. Повторне використання або неналежне використання можуть призвести до створення потенційно небезпечних умов для пацієнта. Компанія Алкон не несе жодної відповідальності за ускладнення, які можуть виникнути в результаті повторного або неправильного використання виробу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЕРЙОЗНІ ІНЦИДЕНТИ

Про будь-які серйозні інциденти, які можуть обґрунтовано розглядатися як пов'язані з використанням виробу, слід повідомляти в компанію Алкон (Alcon Laboratories, Inc.):

За телефоном:

Зверніться до регіонального представництва у Вашій країні.

Веб-сайт:

<https://www.alcon.ua/uk/contact-us>

Email:

qa.complaints@alcon.com

Для можливості ідентифікації кожен медичний виріб має номер партії, тому завжди вказуйте номер партії при зверненні до відділу медичної безпеки із запитом щодо виробу.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ МАРКУВАННЯ

	Використати до		Тільки для одноразового використання – не підлягає повторному використанню
	Номер за каталогом		Уповноважений представник в ЄС
	Номер партії		Виробник
	СТЕРИЛЬНО - стерилізовано оксидом етилену		Медичний виріб
	Застереження: Федеральний закон США дозволяє продаж даного виробу лікарям або за призначенням лікаря.		



Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3, 2870
Puurs-Sint-Amands, Belgium /
Алкон Лабораторіс Белджім
Ліхтервельд 3, 2870
Пуурс-Сінт-Амандс, Бельгія



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway,
Fort Worth, TX, 76134-2099, USA /
Алкон Лабораторіс, Інк.
6201 Сауз Фривей,
Форт-Уерт, ТХ, 76134-2099, США

Вироблено у США з використанням
глобальних матеріалів



© 2020 Alcon Inc.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Алкон Україна»
Україна, 03022, м. Київ, вул. Амурська, 6-Л,
корп. 5, офіс 5601
Тел.: (044) 494-25-53

РЕД.: 001268-1120

Дата останнього перегляду: 2020-11

001268-1120